

公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！

商品属性：

产品名称	规格	货号
M-MLV One-Setp qRT-PCR(Probe) Kit (探针法qRT-PCR反转录荧光定量Mix一步法试剂盒)	20 $\mu$ l $\times$ 100 rxns	A-Hc2143

【贮藏及有效期】 试剂盒-20 $^{\circ}$ C以下冷冻避光保存，有效期为 12 个月


【产品简介】

采用了探针法 (TaqMan) 一步RT-qPCR 方案。反转录与qPCR 反应在同一反应体系中连续进行，反应中不需添加任何试剂，操作简单，并能有效防止污染。RT Enzyme Mix含有反转录酶与RNA酶抑制剂，Taq HS(5U/ $\mu$ l)为抗体修饰的Taq酶，具有热启动，检测精确度更高，灵敏度更高的特点。本制品可以在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线，对多种丰度的靶基因进行准确定量检测，重复性好，可信度高。

【产品特点】

- 1.RT Enzyme Mix含有反转录酶与RNA酶抑制剂，可对微量RNA进行反转录。
- 2.qPCR使用了Taq HS(5U/ $\mu$ l)，可以进行热启动法PCR反应，与产品Buffer系统结合，具有扩增效率高，灵敏度高的特点。
- 3.只能使用特异引物，不能使用Oligo(dT)和Random Primer。

【使用方法】



\*1 通常引物终浓度为 0.2  $\mu$ M 可以得到较好结果。反应性能较差时，可以在 0. 1~1.0  $\mu$ M 范围内调整引物浓度。

\*2 探针浓度与使用的 Real Time PCR 扩增仪、探针种类、荧光标记物质种类有关，实际使用时请参照仪器说明书，或各荧光探针 的具体使用要求进行。

\*3 模板使用量依据具体实验而定，建议RNA 使用量在10 pg- 100 ng。

□