


公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！

商品属性：

产品名称	规格	货号
Virus DNA/RNA cDNA Synthesis Kit	100T	A-PJ1075

描述：本试剂盒采用稳定高效的反转录预混体系 5×Golden RT MasterMix 进行 RNA 的反转录反应，使用时只需加入模板、引物和 RNase Free H₂O 即可，大大简化了操作过程、提高了效率、减少了操作过程中的人为误差。具有快速简便、重复性高、特异性好、灵敏度高和稳定性好的特点。专用于病毒 DNA/RNA 样品的反转录反应。该预混体系包含突变致 RNase H 活性缺失的 Golden MLV Reverse Transcriptase 反转录酶、dNTP、反应 Buffer 和 RNase Inhibitor。该试剂盒采用的反转录酶去除了 RNase H 活性，从而避免反转录过程中降解 RNA。同时经过突变文库筛选，使其热稳定性更强，可耐受 55°C 高温反应。相比于低温条件下反转录反应，采用高温反转录可显著打开 RNA 二级结构，从而提高复杂 RNA 模板的扩增性能、提高反转录 cDNA 的长度和产量，从而提高后续检测的灵敏度。合成的第一链 cDNA 可广泛用于 2nd Strand 的合成、杂交、PCR 扩增、Real-Time PCR 反应等。

组分



储存：请置于-20°C，可保存 3 年；避免反复冻融。

注：如 5×Golden RT MasterMix 出现沉淀属正常现象，可用手捂化，混合均匀后使用不影响实验结果。一步法 cDNA

1. 按以下组分配制反转录反应液

病毒 DNA/RNA 样品 2~10μl

5×Golden RT MasterMix 4μl

*20×Random Primer 1μl

Rnase Free H₂O Up to 20μl

*注：反转录引物可根据需要改用特异性引物。

2. 根据实际情况反转录可选择快速程序或标准程序

快速程序

37°C 15~30min (cDNA 合成)

85°C 5min (失活 MLV)

标准程序

25°C 10min (引物配对)

55°C 30~60min (cDNA 合成)

85°C 5min (失活 MLV)

注：通常在定量 PCR 实验中使用快速程序进行反转录（反转录效率>80%），在进行高 GC 含量、含复杂二级结构、长片段的模板转录时采用标准程序（反转录效率>100%）。