


公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！

商品属性：

产品名称	规格	货号
Taq DNA连接酶	1000U	A-PJ1091
Taq DNA连接酶	10KU	A-PJ1091

描述： Taq DNA 连接酶是一种热稳定性连接酶，能够催化 磷酸二酯键的形成，使与同一互补靶 DNA 链杂交的两条相邻寡核苷酸链的 5'-磷酸末端和 3'-羟基末端通过磷酸二酯键相连。该连接反应只有当两条寡核苷酸链与互补靶 DNA 完全配对，并且两条寡核苷酸链之间没有空隙的条件下才可发生。因此，可以用它来检测单碱基替换。在 45°C-65°C 范围内，Taq DNA 连接酶均有活性。该酶在 1XHiFi Taq Ligase Buffer 中具有绝佳的保真性连接。

组分



应用

双链 DNA 切刻的修复

储存：-20°C可保存半年，长期储存请置于 -70°C。

活性定义：1 单位指 50μl 反应体系中，45°C 条件下，15 分钟内能使 50% 的 1μg 经 BstEII 消化的 λDNA 片段（12bp 粘性末端）发生连接所需要的酶量。该酶也可以使用 1×Taq DNA Ligase Buffer 20 mM Tris-HCl (pH 7.6)，25 mM KAc，10 mM Mg(Ac)₂，10 mM DTT，1 mM NAD 和 0.1% Triton X-100，45°C 温育。该酶需 NAD⁺ 作辅因子，在 10×Taq DNA 连接酶缓冲液中已添加 NAD⁺；为了延长 NAD⁺ 的半衰期，缓冲液应于 -70°C 贮存。

使用方法

1、配制如下反应体系

DNA up to 1 μg

10×HiFi Taq Ligase Buffer 5 μl

Taq DNA Ligase 2 μl

灭菌水 up to 50 μl

2、45°C 孵育 15min。