

英文名称: 100bp DNA Ladder I; DL100

级别: BR

规格: 100次/500ul/支

分子量范围: 100~1500

参考片段: 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1500

使用方法: 直接上样电泳

效果: 每条带的量为75ng

性状(以下信息仅供参考): 液体。含一支1ml的6×DNA Loading Buffer

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于凝胶电泳中双链线状DNA分子量大小的参照

保存: 2~8°C保存, 长期请存放于-20°C

---

[www.affandi-e.com](http://www.affandi-e.com)