

英文名称: DNA Marker I; Marker I DNA Leader

级别: BR

规格: 100次/500ul/支

分子量范围: 100~600

参考片段: 100、200、300、400、500、600bp

使用方法: 直接上样电泳

效果: 每条带的量为75ng

性状(以下信息仅供参考): 蓝色液体。随货配0.5毫升缓冲液

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于凝胶电泳中双链线状DNA分子量大小的参照

保存: 2~8°C保存, 长期请存放于-20°C

www.affandi-e.com