

---

流式细胞术检测细胞凋亡与细胞坏死Hoechst33258是一种荧光染料,可以穿透细胞膜的蓝色荧光染料,对细胞的毒性较低。Propidium Iodide简称PI,又称碘化丙啶,对人体有刺激性。Hoechst33258能被活细胞摄取,与DNA结合,在紫外线下呈蓝色荧光。PI使死细胞着色产生红色荧光。在散点图上结果为：正常细胞呈低蓝/红光,凋亡细胞呈高蓝/低红光,坏死细胞呈低蓝/高红光。—20°C,避光,12个月

---

[www.affandi-e.com](http://www.affandi-e.com)