
又叫Michel's buffer、Michel's fixative、Michel's transport medium(MTM)、Michel's 固定液、Michel运输保存液、米歇尔转运培养基，用于短期内(5天内)非冻型保存组织的抗原性，免去常规固定液的固定和冷冻保存，特别适用于免疫荧光检测的组织样品的运输。含硫酸镁、硫酸铵等成分，pH7.0。Michel固定液不能杀死血液或样品中的病原物质，不能用于流式细胞分析。室温,12个月

www.affandi-e.com