

可用于PVDF膜和NC膜(硝酸纤维素膜)的Western blot免疫印迹等印迹发光显色。ECL发光液为普通的ECL发光液，比DAB显色灵敏度高数百倍以上，比Amersham的ECL发光液灵敏度高几十倍以上。在暗房内高丰度蛋白条带的荧光常数小时内仍然肉眼可见，X线胶片曝光10~30s即可得到高清晰条带；低丰度蛋白条带荧光肉眼可能不易察觉，但曝光30s~5min即可检测条带；极低丰度的蛋白条带荧光可允许30min~12h曝光以检测目的条带。ECL敏发光液衰减较慢，15min内荧光几无减弱，检测时产生的非特异

www.affandi-e.com