

公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！

商品属性：

产品名称	规格	货号
CTAB 植物基因组 DNA 快速提取试剂盒（磁珠法）	100次	A-Hc2050

保存条件： 本试剂盒在室温储存12个月不影响使用效果。

产品介绍：

改进的经典CTAB植物DNA抽提液内（添加多种针对植物特点的多糖、多酚去除成份）迅速裂解细胞和灭活细胞内核酸酶，然后基因组DNA在高离序盐状态下选择性吸附于磁珠上，再通过一系列快速的漂洗—离心的步骤，进一步将多糖、多酚和细胞代谢物、蛋白等杂质去除，最后在低盐的洗脱缓冲液将纯净的基因组DNA从磁珠上洗脱下来。

自备试剂： 氯仿/异戊醇（体积比24：1混合）、无水乙醇、β-巯基乙醇、RNase A(10mg/ml)

www.affandi-e.com