

**公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！**

**商品属性：**

产品名称	规格	货号
pUC57EVL Seamless 试剂盒	20次	A-Hc2221
pUC57EVL Seamless 试剂盒	20次x3	A-Hc2221

**保存条件：** -20°C保存

**产品介绍：**

区别于拓扑克隆、TA克隆和T4连接隆等常规克隆方法，无缝克隆技术可在重组酶的作用下，只需一步反应，便可将片段克隆到任何载体中的任意位置，得到重组质粒。无缝克隆技术作为一种非常强大的克隆技术，具有快速、简便、高效、多片段组装和定向克隆等特点，用于单个DNA片段的克隆，多个DNA片段组装克隆以及多位点突变构建等实验目的。

**产品特点：**

- 1.简单、快速、精确、定向克隆，连接过程只需要15分钟。
- 2.只需要简单的PCR扩增就可以制备片段和载体DNA，不需要内切酶、连接酶和磷酸化酶。
- 3.可以克隆长片段DNA。
- 4.pUC57EVL线性化载体，经特殊处理，零背景。

---

[www.affandi-e.com](http://www.affandi-e.com)