

---

可以染色酸性黏蛋白、蛋白多糖、透明质酸等物质,可以区分硫黏蛋白和蛋白多糖。pH2.5更适用于含唾液酸性粘液物质（或含羟基的粘液物质）、新型隐球菌染色，pH1.0更适用于含硫酸化粘液物质染色。主要由Alcian染色液(PH1.0)和核固红复染液组成。染色结果为：酸性黏蛋白呈蓝色,蛋白多糖、透明质酸呈蓝色,细胞核呈红色。4°C,避光,6个月

---