

**公司产品仅供科学研究使用、不得用于临床诊断！**

**商品属性：**

产品名称	规格	货号
6XSafe Dye Loading Buffer	500T	A-PJ1065

**描述：**

研发的全新一代 EB 替代染料—Safe Dye™，安全、灵敏度高、稳定性好，使用 Safe Dye™ EB 替代染料配制而成的 Loading Buffer 和 DNA Marker 具有安全、灵敏度高、稳定性好、使用方便等优点。

使用 Safe Dye™ EB 替代染料时，在制胶过程中无需加入 EB、SYBR Green 和 GoldView 等核酸染料，只需将 DNA(PCR 产物、质粒或基因组 DNA)与 Loading Buffer 充分混合即可进行凝胶电泳。由于 Safe Dye™ EB 替代染料的激发波长与 EB 激发光波长相同，故无需更换实验设备。

推出的 Safe Dye 真正实现了安全、灵敏度高、定性好的保证，成为真正的 EB 替代染料，是广大实验室工作人员的最佳选择。

---

[www.affandi-e.com](http://www.affandi-e.com)